

Perfluorodécaline / Perfluoro-n-octane

C-DECA 5 et 7 ml / C-OCTA 7 ml



CUTTING EDGE
sense of innovation

Indications


- Pour défroisser et repositionner la rétine en cas de décollement.
- Pour remonter les cristallins subluxés et les corps étrangers de la cavité vitréenne.

Caractéristiques

Produit de tamponnement	Perfluoro-n-octane C ₈ F ₁₈	Perfluorodécaline C ₁₀ F ₁₈
% de perfluorodécaline	-	> 99% (Isomères cis+trans)
% de perfluoro-n-octane	> 99%	-
Indice de réfraction	1,262 -1,275	1,313 -1,316
Densité (20°C)	1,730 -1,800 g/ml	1,908 -1,960 g/ml
Concentration en composés C-H	< 10 ppm	< 10 ppm
Température d'ébullition	101,3 -106,0 °C	140,4 -142,4 °C
Endotoxines	≤ 0,5 EU/ml	≤ 0,5 EU/ml
Mode de stérilisation du produit	Filtration stérilisante	
Mode de stérilisation extérieure	Stérilisation par vapeur	
Durée de conservation	3 ans	
Fabricant	Pharmpur	



Flacon dans sachet pelable
Livré avec une seringue
et une canule



DQS MEDIZINPRODUKTE GMBH

FICHE TECHNIQUE

BC-00.00-00



CUTTING EDGE
sense of innovation

Immeuble Le Nobel - 770 rue Alfred Nobel - 34000 MONTPELLIER
www.cutting-edge.fr - Tel : 05 62 24 64 64 - Fax : 05 62 24 64 66 - commandes@cutting-edge.fr

Réservé aux professionnels de santé.
Se reporter à la notice d'utilisation.