

Produit viscoélastique **cohésif et dispersif**

ISPACE



Désignation	Solution viscoélastique cohésive et dispersive
Composition	Hyaluronate de sodium 15.5 mg (bio fermentation) et mannitol : action anti-oxydante Chlorure de sodium, phosphate disodique, phosphate monosodique et eau pour préparation injectable
Conditionnement	Seringue 1 ml + canule 27 G
Conservation	Température ambiante 2°C < 25°C
Poids moléculaire	2 à 3 MDa
Osmolarité	280 - 360 mOsmol/l
pH	6,8 à 7,6
Viscosité	170 Pa.s avec un taux de cisaillement de 0.01 s ⁻¹ (T° = 25°C)
Classe	IIb
Stérilisation	Seringue : stérilisée à la vapeur Aiguille : stérilisée à l'oxyde d'éthylène
Cladimed	S50AB01



- > Prêt à l'emploi
- > Facile à instiller et à retirer



DISTRIBUÉ PAR : CUTTING EDGE

Immeuble Le Nobel
580 rue Max Plank - 31670 Labège - France
Tel : +33 (0)5 62 24 65 03 – Fax : +33 (0)5 62 24 65 05
commandes@cutting-edge.fr - www.cutting-edge.fr

FABRIQUÉ PAR : VIVACY
252 rue Douglas Engelbart
Archamps Technopole
74160 Archamps - France



Réservé aux professionnels de santé.
Se reporter à la notice d'utilisation.