


# FICHE TECHNIQUE

## Anneaux intra-cornéens INTRASEG



### INDICATIONS :

L'implantation d'un dispositif IntraSeg nécessite une évaluation topographique et pachymétrique précise ainsi qu'un examen ophtalmologique complet.

En général, l'implantation du dispositif peut être considérée dans les cas suivants :

- Kératocône progressif
- Patients présentant un kératocône et ayant une intolérance aux lentilles de contact
- Ectasie Cornéenne faisant suite à un procédé photoablatif (Lasik, PRK, Lasek, Epi-Lasik)
- Irrégularités cornéennes post kératotomie radiaire
- Irrégularités cornéennes post kératoplastie pénétrante (PK)
- Dégénérescence pellucide marginale
- Irrégularités cornéennes post-traumatiques
- Myopie et astigmatisme en cornées minces
- Dégénérescence marginale de Terrien.

SYMETRIQUES	ZONE OPTIQUE	ARCS	EPAISSEURS	FORME
	5 ou 6 mm	90°, 120°, 210°, 150° en 6mm, 160° en 5mm	100µm, 125µm, 150µm, 175µm, 200µm, 225µm, 250µm, 275µm, 300µm	Triangulaire
ASYMETRIQUES	ZONE OPTIQUE	ARCS	EPAISSEURS	POGRESSION
	6 mm	150°	150µm, 175µm, 200µm, 225µm, 250µm,	Gauche ou droite

**Conditionnement :** boîte de une unité

**Composition :** PMMA

**Stérilisation :** Oxyde d'éthylène (ETO)

**Conservation :** Ne pas congeler.

Ne pas conserver sous exposition solaire directe  
ni à des températures supérieures à 45°.

Dispositifs médicaux de Classe IIb. Cladimed : S50BE01 .

Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Mise à jour : octobre 2020

