

# Système Duet bi-manuel

restérilisable



FABRIQUÉ PAR :  
MICROSURGICAL TECHNOLOGY  
[www.microsurgical.com](http://www.microsurgical.com)

DISTRIBUÉ PAR :  
CUTTING EDGE  
580 rue Max Planck  
31670 LABÈGE / France  
Tél. : +33 (0)5 62 24 65 03  
[www.cutting-edge.fr](http://www.cutting-edge.fr)

CE  
0473

*Non remboursable  
Réservé aux professionnels de santé.  
Se reporter à la notice d'utilisation.*

  
CUTTING EDGE  
sense of innovation

Le système Duet permet l'infusion, l'aspiration et la manipulation des fragments de cristallin pendant la fragmentation du cristallin.

Références		
<b>DU-02100</b>	Pièce à main bi-manuelle d'aspiration	<b>Classe IIa</b>
<b>DU-02200</b>	Pièce à main bi-manuelle d'irrigation	
<b>DU-02354</b>	Pointe d'irrigation courbée 22 G (0.7 mm), trou (0.2 mm)	
<b>DU-02355</b>	Pointe d'aspiration courbée 22 G (0.7 mm), trou (0.3 mm), capsule polisseuse	
<b>DU-02358</b>	Pointe d'aspiration courbée et fermée, 22 G (0.7 mm), trou (0.3 mm), sans capsule polisseuse	
<b>DFA-0003</b>	O-ring, joint de remplacement Duet	<b>Classe I</b>
Conditionnement		1 unité par boîte
Stérilisation		vapeur

